

Contour[®] plus ONE[»]

Blood Glucose
Monitoring System

Prehľadanie
charakteristických vzorov
hodnôt glukózy s **aplikáciou**
CONTOUR®DIABETES




Zmeny v liečbe, diéte alebo cvičení konzultujte
vždy vopred s Vaším lekárom.



Contour®
plus ONE»
Blood Glucose
Monitoring System


Funkcia **Charakteristické vzory** identifikuje špecifické vzory a trendy Vašich meraní hladín glukózy a informuje Vás o ich možných príčinách.



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

1. Charakteristické vzory

Ak aplikácia **CONTOUR® DIABETES** zistí charakteristický vzor, dostanete správu **Nový Charakteristický vzor Zistený.**




Contour®
plus ONE»
Blood Glucose
Monitoring System

1. Charakteristické vzory

Ak aplikácia **CONTOUR® DIABETES** zistí charakteristický vzor, dostanete správu **Nový Charakteristický vzor Zistený**.


Ťuknite na **Pozrieť viac**, aby ste sa dozvedeli viac o charakteristickom vzore.



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

2. Charakteristické vzory

Charakteristický vzor **Nedávne Vysoké** Vám napovedá, že Vaše 3 posledné merania glukózy v krvi boli nad Vaším cieľovým rozsahom.




Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

2. Charakteristické vzory

Charakteristický vzor **Nedávne Vysoké** Vám napovedá, že Vaše 3 posledné merania glukózy v krvi boli nad Vaším cieľovým rozsahom.


Ťuknite na **Prečítajte si viac**, aby ste sa dozvedeli o možných príčinách.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. Charakteristické vzory


Ak poznáte príčinu Vašich vysokých hodnôt glukózy, môžete ju tu označiť.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. Charakteristické vzory


Ak poznáte príčinu Vašich vysokých hodnôt glukózy, môžete ju tu označiť.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

4. Charakteristické vzory

Aplikácia CONTOUR® DIABETES poskytuje niektoré informácie o možnej príčine tohto charakteristického vzoru.




Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

4. Charakteristické vzory

Aplikácia **CONTOUR® DIABETES**

poskytuje niektoré informácie o možnej príčine tohto charakteristického vzoru.


Ťuknite na **Áno, pokračovať**, aby ste nastavili pripomienku zjesť menej sacharidov každý deň.



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

5. Charakteristické vzory

Použijte posuvník, aby ste vybrali čas kedy dostanete pripomienku zjesť menej sacharidov každý deň .




Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

5. Charakteristické vzory

Použijte posuvník, aby ste vybrali čas kedy dostanete pripomienku zjesť menej sacharidov každý deň .


Ťuknite **Potvrdiť**, aby ste nastavili čas.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

6. Charakteristické vzory


Vo Vami zvolenom čase sa zobrazí pripomienka na displeji.



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

6. Charakteristické vzory

Vo Vami zvolenom čase sa zobrazí pripomienka na displeji.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

7. Charakteristické vzory

O 3 dni Vám doplňujúca správa oznámi, či Vaše zmeny pomohli v charakteristickom vzore **Nedávne Vysoké.**



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

7. Charakteristické vzory

O 3 dni Vám doplňujúca správa oznámi, či Vaše zmeny pomohli v charakteristickom vzore **Nedávne Vysoké.**


Ťuknite na **Pozrieť viac**, aby ste získali viac informácií.



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

7. Charakteristické vzory


Tento charakteristický vzor bol presunutý do Vašej histórie a môžete si ho hocikedy prezrieť zvolením **Moje Charakteristické vzory** z **Hlavnej Ponuky**.



Contour[®]
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

8. Charakteristické vzory


Hocikedy môžete vstúpiť do vašich charakteristických vzorov v **História charakteristických vzorov**, ak chcete pridať dodatočné poznámky o možných príčinách tohto charakteristického vzoru, čo Vám pomôže pri Vašich budúcich stretnutiach s lekárom.



Contour[®]
plus **ONE**»
Blood Glucose
Monitoring System

8. Charakteristické vzory

Hocikedy môžete vstúpiť do vašich charakteristických vzorov v **História charakteristických vzorov**, ak chcete pridať dodatočné poznámky o možných príčinách tohto charakteristického vzoru, čo Vám pomôže pri Vašich budúcich stretnutiach s lekárom.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

Ak máte akékoľvek otázky o inteligentnom glukomere **CONTOUR®PLUS ONE** alebo aplikácii **CONTOUR® DIABETES APP** obráťte sa na Vášho lekára alebo sa riadte pokynmi v používateľskej príručke.

Viac informácií a tiež informáciu, či sú tieto produkty dostupné vo Vašej krajine, nájdete na **diabetes.ascensia.com**.



Hypothetical patient data for demonstration purposes only.
Always consult with your healthcare provider prior to making changes to treatment, diet or exercise.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under licence. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Date of preparation: February 2018 Code: G.DC.10.2017.52579



**Contour®
plus ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

Contour[®]
diabetes solutions